

# ValguLoc® II

## STABILISERENDE ORTHESE TER CORRECTIE VAN DE GROTE TEEN



Trapsgewijs instelbare flexie en extensie

### Indicaties

- Postoperatief na hallux valgus operatie
- Conservatieve of functionele therapie bij foutieve stand van de hallux

### Kenmerken

- Scharnier met verschillende bewegingsmogelijkheden:
  - Correctie hoek instelbaar n.a.v. het resultaat van de operatie. Tevens aan te passen aan de individuele vorm van de voet.
  - De correctie hoek blijft zowel in flexie als extensie ongewijzigd.
  - Flexie/extensie in stappen instelbaar, voor postoperatieve fixatie en/of immobilisatie.
  - Ontlasting van de druk op het basisgewricht van de grote teen, door een platte constructie en een schaalvormige anatomische uitholling in het scharnier van de orthese.
- Door de slanke, goed aansluitende vorm en het ademende materiaal van de banden kan de orthese in comfortabele schoenen worden gedragen.
- Anatomische vormgeving van de spalk en het scharnier voor duurzaam draagcomfort.
- Gemakkelijk aan- en uitdoen door klittenbandsluitingen.
- Thermoplastisch vervormbaar materiaal om drukplekken te voorkomen.
- Identieke uitvoering voor rechts en links.

### Werkingsmechanisme

- Postoperatieve fixatie of immobilisatie van het basisgewricht van de grote teen.
- Vasthouden van het operatieresultaat (hallux valgushoek) tijdens de mobilisatiefase.
- Correctie metatarsofalangeale gewricht.

Universeel

Bestelnummer

12013160050000